

MAPA DE TRABALHO

TESTAGEM RÁPIDA

Iniciais
do
usuário

HBsAg

Tampão
HBsAg

Teste
HBsAg

Pipeta HBsAg

GOTAS TAMPÃO

TEMPO LEITURA

HIV

Tampão
HIV

Teste
HIV

Pipeta HIV

GOTAS TAMPÃO

TEMPO LEITURA

Sífilis

Tampão
Sífilis

Teste
Sífilis

Pipeta Sífilis

GOTAS TAMPÃO

TEMPO LEITURA

HCV

Tampão
HCV

Teste
HCV

Pipeta HCV

GOTAS TAMPÃO

TEMPO LEITURA



Para cada teste, utilizar exclusivamente
Cassete + Pipeta + Tampão
do Kit correspondente.


O Mapa de Trabalho funciona como um guia organizador, indicando o local onde cada item do kit deve ser posicionado antes de iniciar os testes, garantindo uma disposição mais ordenada dos materiais e permitindo uma execução mais sistemática e eficiente.

MAPA DE TRABALHO


TESTAGEM RÁPIDA

Após a realização de todas as etapas da execução da testagem, observado o tempo de leitura específico para cada teste, proceder com a interpretação dos resultados:

Reagente



Não Reagente



Teste Inválido

